

# dispensman™

DISTRIBUTEUR DE RÉACTIFS



Pour une distribution des liquides simple, sûre et précise

- | Précision
- | Sécurité
- | Aucune perte de réactif
- | Utilisation simple & rapide



## Exacte & Reproducible

Toujours prêt à l'emploi, la distribution du volume souhaité est rapide, précise et facile.

## En toute sécurité

Travaillez en toute sécurité en gardant votre paillasse propre grâce au système anti-goutte et au retour du liquide dans la bouteille.

## Aucune perte de réactif

La position RECYCLE permet de chasser l'air du cylindre sans perdre de réactif.

## Utilisation simple et confortable

Le changement du volume se fait d'une seule main grâce au bouton poussoir coulissant.

## Polyvalent

- Pour tous types de liquides. Étalonnage réalisable facilement par l'utilisateur.
- Nombreux types d'adaptateurs pour bouteilles disponibles.
- Compatibilité chimique universelle pour une large variété d'applications.
- Entièrement autoclavable à 121 ° C.



Nez rotatif 3-positions:

- DISTRIBUER
- RECYCLER
- VIDER

MODÈLE	RÉF.	GAMME DE VOLUME	GRADUATION (mL)	ERREURS MAXIMUM AUTORISÉES			
				GILSON		ISO 8655-5	
				ERREUR SYSTÉMATIQUE (mL)	ERREUR ALÉATOIRE (mL)	ERREUR SYSTÉMATIQUE (mL)	ERREUR ALÉATOIRE (mL)
DISPENSMAN 2.5 mL	<b>F110101</b>	0.25-2.5 mL	0.05	±0.012	≤ 0.002	±0.030	≤ 0.010
DISPENSMAN 5.0 mL	<b>F110102</b>	0.5-5 mL	0.10	±0.030	≤ 0.005	±0.030	≤ 0.010
DISPENSMAN 10 mL	<b>F110103</b>	1-10 mL	0.20	±0.060	≤ 0.010	±0.060	≤ 0.020
DISPENSMAN 25 mL	<b>F110104</b>	2.5-25 mL	0.50	±0.150	≤ 0.025	±0.150	≤ 0.050
DISPENSMAN 50 mL	<b>F110105</b>	5-50 mL	1.00	±0.300	≤ 0.050	±0.300	≤ 0.100

### Gilson International-France SAS

19, avenue des Entrepreneurs | CS 55501 | 95400 Villiers-le-Bel, France  
T +33 (0) 1 34 29 64 50 | E sales-fr@gilson.com

[www.gilson.com](http://www.gilson.com)

**ISO 9001** LT800563/FR © 06/2017 Gilson SAS.  
**CERTIFIED** All rights reserved. All trademarks are the property of Gilson Inc. and its subsidiaries.

